

Low Speed Centrifuges

406

소형 저속 원심분리기



- | 15 mL 이하 소형 tube 전용 저속 원심분리기
- | Max. 4,000 RPM with 6 x 15 mL
- | 3 mL, 4mL, 5mL tube adaptor 공급
- | 매우 조용하고 안정적인 작동
- | 10개 프로그램까지 저장 가능
- | 매우 경제적인 제품으로 routine simple work에 적합



Applications

혈액, 소변, 민감한 세포 등의 바이오 샘플 spin-down에 적합

Technical Specifications



Max. RPM/RCF	4,000/2,075 xg
Max. capacity	6 x 15 mL
Time control	Timed < 100 min or continuous
RPM/RCF conversion	Yes
Noise level (dB)	≤ 52
Acc/Dec (sec)	≤20 / ≤20
Program memory	10
Imbalance cutout	Yes
Safety lid lock	Yes

Lid drop protection	Yes
Automatic door release at completion	Yes
Power supply (V/Hz)	220/50~60 (110V optional)
Power requirement (VA)	120
Dimension (W x D x H, mm)	296 x 412 x 206
Weight without rotor (Kg)	17.5
CE mark	Yes
Cat. No.	LZ-406

Angle Rotor, GRA-15-6

6 x 15 mL
 ∠ 45°
 Hole diameter (mm) : 18
 Max height for tube fit (mm) : 130 (125 for conical)



Stainless Steel 15 mL Sleeve	
GLB-15-FA	
Sleeve bore (Φ x h, mm) : 18 x 97.5	
Radius (mm): 125	
Max. RPM : 4,000	
Max. RCF (g-force) : 2,075	

Tube						
Tube capacity (mL)	3	4	5	10	15	15 mL conical
Adaptor				None	None	None
Cat. No.	GA5-3(15)	GA5-4(15)	GA5-5(15)	-	-	-
Adaptor bore (Φ x L, mm)	13 x 63	13 x 65	13 x 85	-	-	-
Radius (mm)	95.5	98.5	111	115	116	112
Max. RPM	4,000					
Max. RCF (g-force)	1,703	1,762	1,986	2,057	2,075	2,003